ИНСТРУКЦИЯ ПРОЧТЕНИЯ ДИСКОВ СО СНИМКАМИ КТ Стоматологии «Клиники ЕВРОМЕД»

1. В Клинике ЕВРОМЕД, запись снимков КТ производится через программное обеспечение Sidexis 4. На диск записывается оболочка клиент Galileos Viewer. Для установки и запуска данного ПО, разработчик ПО предъявляет следующие требования:

Windows 7 Professional, Ultimate (64 bit), в т. ч. под Bootcamp, Windows 8 Pro (64 bit), Windows 8.1 Pro (64 bit), оперативная память — ≥8 Гб, процессор — ≥2,3 ГГц QuadCore (x64), видеокарта — ≥1 Гб, DirectX 10 с драйвером WDDM версии 1.0 или выше.

Визуализация данной инструкции приведена на ОС Microsoft Windows 11 Home версия 22H2 (русская версия).

2. Устанавливаем диск с записью в CD\DVD-R/RW привод. Диск должен определиться/отобразиться, например:



3. Запускаем диск автозапуском или заходим на него и запускаем файл «Setup.exe»:

🛁 DVD RW дисковод (E:) GWG	2 × +		- 0 X	
$\leftarrow \rightarrow \downarrow C$	□ > …	DVD RW дисковод (Е:) GWG20240312-1840 →	Поиск в: DVD RW дисково	
Создать К Создать К Создать Создать К Создать К Создать К Создать К Создать К Создать Создать К Создать Создать К Создать Создать Создать Создать К Создать С		🗊 🖻 前 🏷 Сортировать ~ •••	📑 Сведения	
🏫 Главная		Уже имеющиеся на диске файлы		
🛃 Галерея		14ffc524eb864c4585ee6bab50c5499f14ffc524eb86_vol_0	💮 Setup.exe	
		DotNet20	🗋 ui_de.qm	
🛄 Рабочий стол	*	🔁 Setup	🗋 ui_en.qm	
🛓 Загрузки	*	CRedist_x86	🗋 ui_es.qm	
🧾 Документы	*	14ffc524eb864c4585ee6bab50c5499f14ffc524eb86.gwg	🗋 ui_fr.qm	
🔀 Изображения	#	🔄 Autorun.inf	🗋 ui_it.qm	
🚯 Музыка	*	eame.txt	🗋 ui_ja.qm	
🔀 Видео	#	📄 leesmij.txt	🗋 ui_ko.qm	
🚞 СЕРТИФИКАТЫ		📄 leggimi.txt	🗋 ui_nl.qm	
📒 Workflow		📄 leiame.txt	🗋 ui_plan_de.qm	
📒 Workflow		☐ liesmich.txt	🗋 ui_plan_en.qm	
🚞 Workflow		📄 lisezmoi.txt	🗋 ui_plan_es.qm	
		Microsoft.VC80.CRT.manifest	🗋 ui_plan_fr.qm	
> 📃 Этот компьютер		ه msvcm80.dll	🗋 ui_plan_it.qm	
> 🛁 DVD RW дисковод (E:) GWG20240312-1		၍ msvcp80.dll	🗋 ui_plan_ja.qm	
> 🖆 Сеть		msvcr80 dll	Dui plan ko gm	

4. После непродолжительного времени, в зависимости от скорости ПК, откроется диалоговое окно на установку/запуск просмотра КТ снимков. Устанавливаем галочку у выбора «Я подтверждаю», выбираем «Экспресс-установка». Если стоят запреты на рабочей станции врача, выбирайте папку где есть разрешения на запись данных программы установки. Программа так же до установит необходимые библиотеки в автоматическом режиме.



 При успешной установки оболочки просмотра КТ снимков Galileos Viewer, программа запустится автоматически и начнет считывать весь массив снимков записанный на диск:



- Когда произойдет чтение всех данных, т.е. 100%. В программе все снимки станут доступны для просмотра.
- 7. Если на каком-то этапе у вас возникла проблема с открытием диска, необходимо обратиться к техническому специалисту вашей организации.